

HI 88703 Turbidimètre paillasse avec interface USB (exploitation PC)



Ce nouveau turbidimètre représente la solution idéale pour le secteur de l'eau potable (norme < 0,5 NTU)!

Caractéristiques

- ◆ Conformité USEPA 180.1
- ◆ Source lumineuse remplaçable
- ◆ Mémorisation jusqu'à 200 mesures
- ◆ Résultats en NTU, EBC ou Nephelos
- ◆ Calibration automatique en 2, 3, 4 ou 5 points
- ◆ Sélection automatique de la gamme appropriée
- ◆ Auto extinction après 15 minutes de non utilisation
- ◆ Large afficheur LCD (rétro éclairé) pour une lecture aisée
- ◆ Grande précision des mesures en gamme basse (<0,05 NTU)
- ◆ Système non-Ratio (0-40 NTU) et Ratio(0-4.000 NTU)
- ◆ Interfaces USB pour le transfert des données sur PC
- ◆ Exploitation PC avec logiciel HI 92000 compatible Windows (en option)
- ◆ Bonnes Pratiques de Laboratoire. Rappel des valeurs du dernier étalonnage

Spécifications

Gamme	Non-Ratio(90°) 0,00 à 9,99 NTU ; 10,0 à 40,0 NTU Ratio(90°&180°) : 0,00 à 9,99 NTU ; 10,0 à 99,9 NTU ; 100 à 4.000 NTU Calcule automatique vers EBC(=0,245 NTU) et Nephelos(=6,7 NTU)
Précision	± 2% de la lecture, ±5% à partir de 1.000 NTU
Dispersion lumière	< 0,02 NTU
Source lumineuse	Lampe au Tungstène (durée de vie > 100.000 mesures)
Calibration	Automatique en 2, 3, 4 ou 5 points (<0,1, 15, 100, 750 & 2000 NTU)
Mémoire	200 mesures
Alimentation	220V
Dimensions/poids	230 x 200 x 145mm / 2,5kg

HI 88703 est livré complet 5 cuvettes de mesure et capuchons de protection, solutions d'étalonnage (HI88703-11), 1 flacon huile silicone(HI93703-58 et un mode d'emploi.