

HI 98710 Thermomètre à thermistance avec imprimante



Caractéristiques

Thermomètre idéal pour toutes les sociétés exigeant une bonne précision des mesures et une traçabilité des données. Il vous garantit un excellent rapport qualité/prix.

- ◆ Ecran avec rétro éclairage
- ◆ Bonne précision des mesures
- ◆ Sonde interchangeable (famille HI 762)
- ◆ Documentation sur papier non thermique
- ◆ Accepte une sonde thermistance (1 canal)
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Fonction BPL (lecture des données d'étalonnage)
- ◆ Intervalles d'impression (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120 et 180 minutes)
- ◆ Livré avec une sonde thermistance HI 762BL (liquides/usage général)
- ◆ Auto extinction après 5, 10, 15, 30, 45 ou 60 minutes de non utilisation

Spécifications

Gamme	- 50.0 à 150.0 °C
Précision	± 0.4 °C (-20.0 à 120.0°C) / ± 0.7°C en-dehors
Résolution	0.1 °C (-30.0 à 130°C) / 0.2°C en-dehors
Sonde	Sonde HI 762 BL (fournie)
Alimentation	4 piles 1.5 V AA ou adaptateur secteur 220/12 V (en option)
Dimensions/poids	220 x 82 x 66 mm / 550 g

HI 98710 est livré dans une mallette rigide avec une sonde de température HI 762 BL et 1m de câble, 5 rouleaux de papier, 4 piles 1.5V AA et un mode d'emploi.