

EC 215: Benchtop geleidbaarheidsmeter



Algemeen

Het is een multirange desk of benchtop EC-meter met hoge resolutie waar hoge precisie vereist is. Het is een gebruiksvriendelijk toestel met een groot display.

- Meet EC van 0,00 tot 199,9 mS/cm
- EC elektrode HI 76303 platina 4 ring met temperatuursensor en 1 meter kabel.
- Automatische calibratie
- Automatische temperatuurscompensatie
- Werkt op netspanning via 12V adaptor
- Temperatuurcoëfficiënt factor is instelbaar tussen 0 en 2,5 %/°C

Specificaties

Meetbereik:	0,0 tot 199,9 μ S/cm; 0 tot 1999 μ S/cm; 0,00 tot 19,99 mS/cm; 0,0 tot 199,9 mS/cm
Resolutie:	0,1 μ S/cm; 1 μ S/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Precisie:	\pm 1% FS
Calibratie:	Eénpuntscalibratie
temperatuurscompensatie:	Automatisch van 0 tot 50°C
elektrode:	HI 76303, platina 4 ring EC elektrode met temperatuursensor
voeding:	Netspanning 220V via adaptor 12V
afmetingen:	240 x 182 x 74 mm / 1 kg

De EC 215 is geleverd met EC elektrode HI 76303, 12V adaptor en handleiding.