


## HI 93522 Waterbestendige thermistor thermometer



### Algemeen:

Deze thermometer past perfect in uw hand en meet temperatuur met precisie. Hij geeft u de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

- Groot afleesscherm
- Stabiele uitlezing
- Vervangbare probe
- Aanduiding batterijstatus
- Simultane aflezing minimum en maximum temperatuur
- Calibratiemogelijkheid op 0°C
- Verlichtbaar afleesscherm.
- Tweekanaals thermometer

### Specificaties

Meetbereik	- 50.0 tot 150.0 °C
Precisie	± 0.4 °C
Resolutie	0.1 °C
Probe	HI 762BL vervangbaar
Auto-extinctie	na 8 minuten, 60 minuten of af.
Voeding	3 x 1.5V AA batterij / ± 2000 uren bij continu gebruik
Afmetingen/gewicht	150 x 80 x 36 mm / 235 g

HI 93522 is geleverd met HI 762BL thermistor probe met 1 meter kabel, 3 x 1.5V AA batterijen en een handleiding.