


HI 955501 Vierdraads Pt100 thermometer



Algemeen:

Deze thermometer past perfect in uw hand en meet temperatuur met uiterste precisie. Hij geeft u de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

- Groot afleesscherm
- Stabiele uitlezing
- Vervangbare probe

Specificaties

Meetbereik	-199,9 tot 199.9 °C 200 tot 850 °C
Precisie	± 0.2 °C (-120 tot 199.9 °C) ± 1 °C (200 tot 450 °C)
Resolutie	0.1 °C (-199.9 tot 199.9 °C) 1 °C (200 tot 850 °C)
Probe	alle HI 768 Pt100 probes (optioneel)
Voeding	1 x 9V batterij / ± 150 uren bij continue gebruik
Afmetingen/gewicht	143 x 80 x 38 mm / 320 g

HI 955501 is geleverd met wrist-strap, 1 x 9V batterij en een handleiding.